

Maty silikonowe do tac

Maty silikonowe służą do stabilizacji delikatnych narzędzi podczas sterylizacji, czyszczenia w myjni-dezynfektorze i transportu. Perforacja i specjalne „języki” umożliwiają odpowiednią wentylację i przenikanie czynnika sterylizującego: pary, tlenu etylenu i plazmy VH_2O_2 .

NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer.	KOLOR / OPIS
----------	-----------------------------	--------------


BS.222319	220 x 230	Niebieski
BS.242519	240 x 250	Niebieski
BS.462319	460 x 230	Niebieski
BS.482519	480 x 250	Niebieski
BS.503019	500 x 300	Niebieski
BS.002M	565 x 545	Niebieski
BS.009M	760 x 480	Niebieski



IL.08324	250 x 239	Niebieski
IL.08321	500 x 320	Niebieski



L.2-2025	197 x 197	Niebieski
L.2-1405	198 x 86	Niebieski
L.2-3215	337 x 210	Niebieski
L.2-1055	445 x 191	Niebieski
L.2-1215	465 x 212	Niebieski
L.2-4005	502 x 236	Niebieski
L.2-6005	536 x 249	Niebieski



matę można dociąć na mniejsze sekcje (po 100 mm)


IL.08698	1 000 (10x100) x 245	Różowy
----------	----------------------	--------

L.SP2313	229 x 127	Różowy
L.SP4622	229 x 222	Różowy
L.SP2719	276 x 194	Różowy




NR. KAT.	WYMIARY [mm] dł. x szer.	KOLOR / OPIS
----------	-----------------------------	--------------


IL.08600	540 x 320	Niebieski grubość 2 mm
----------	-----------	---------------------------



	struktura plastra miodu	
IL.08601	480 x 250	Niebieski elastyczne obramowanie
IL.08602	238 x 248	Niebieski elastyczne obramowanie



L.09020	zewnętrzne 445 x 230	Niebieski sztywne obramowanie
IL.09019	zewnętrzne 430 x 230	Niebieski możliwe zgięcie obramowania do maks. 90°



Mata silikonowa na stół roboczy

Mata silikonowa chroni blat stołu i zabezpiecza delikatne narzędzia przed uszkodzeniem. Gładka powierzchnia o grubości 2 mm, łatwa do utrzymania w czystości.

Maksymalny wymiar maty: szerokość 1,2 m x długość 3,0 m.
Na życzenie klienta jest docinana na dowolny wymiar.

NR. KAT.	WYMIARY	KOLOR
IL.08700	dowolny na życzenie wycena za 1 m ²	Transparentny
IL.08701	dowolny na życzenie wycena za 1 m ²	Zielony
IL.08703	dowolny na życzenie wycena za 1 m ²	Niebieski

