

SZCZOTKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

SZCZOTKI DO ENDOSKOPÓW

POJEDYNCZE

Jednorazowe szczotki do endoskopii LTA zapewniają prawidłowe i dokładne czyszczenie kanałów operacyjnych, aspiracyjnych, wodnych i powietrznych endoskopów bronchoskopowych, ginekologicznych, urologicznych i przewodu pokarmowego.

Szczotki mają rozmiary od 1,2 mm do 5 mm i są oznaczone kolorami, aby ułatwić ich szybką identyfikację. Tolerancja w zakresie rozmiaru zapewnia prawidłowy kontakt końcówek włókien z wewnętrzną powierzchnią kanału.

Numer katalogowy szczotki pozwala użytkownikowi łatwo wybrać odpowiednią szczotkę kanałową. Szczotka kanałowa 1215 pasuje do kanału o średnicy wewnętrznej od 1,2 mm do 1,5 mm.

Wszystkie poniższe jednorazowe szczotki do endoskopów są dostępne w różnych długościach - od 30 cm do 300 cm.

JEDNORAZOWE SZCZOTKI KANAŁOWE				
Średnica	1215	1824	2632	3748
Kolor	Niebieski	Biały	Pomarańczowy	Czerwony

ENDOSKOPY DO BRONCHOSKOPII, UROLOGII, GINKOLOGII				
30 cm	x	x	30 - 2632/50	x
100 cm	100 - 1215/50	100 - 1824/50	100 - 2632/50	100 - 3748/50

GIĘTKIE ENDOSKOPY PRZEWODU POKARMOWEGO				
200 cm	200 - 1215/50	200 - 1824/50	200 - 2632/50	200 - 3748/50

SPECJALNE DO ENTEROSKOPÓW				
300 cm	300 - 1215/50	300 - 1824/50	300 - 2632/50	300 - 3748/50